


# Eletrodo de Estimulação Bipolar Temporário



**Temporary Lead**



**ANVISA**  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária



## Temporary Lead

### 1 - Descrição do Produto:

O Eletrodo de Estimulação Bipolar Temporário é destinado à estimulação e detecção atrial e ventricular temporária por um período de implante de 7 dias ou menos. O dispositivo é fornecido estéril e destina-se a uma única utilização.

As informações a seguir se aplicam a todos os modelos do Eletrodo de Estimulação Bipolar Temporário.

Este produto é fornecido com um conjunto introdutor para auxiliar no procedimento de implantação do eletrodo.

### 2 - Dados Técnicos do Eletrodo:

Parâmetros	Valores
Eletrodo Diâmetro de superfície	4F (1,35 mm) - 5F (1,67 mm) - 6F (2,0 mm)
Anel/Ponta do Eletrodo	12/15 mm <sup>2</sup> - 15/19 mm <sup>2</sup> - 19/25 mm <sup>2</sup>
Espaçamento	7 mm
Material	Aço inoxidável
Comprimento	115 cm
Isolamento	Poliamida, Radiopaco
Resistência	<50 ohm
Conector	Pino encoberto 2 mm

### 3 - Dados Técnicos do Introdutor:

Parâmetros	Valores
Comprimento	(bainha)14 cm
Comprimento	(dilatador)20 cm
Tamanhos	French 5 F a 12 F
Composição	aço inoxidável e poliamida radiopaco

